


# XTREME SPORTSTOL



PICOMED  
Mobility



- FOTBALL
- HOCKEY
- ANDRE SPORTS  
AKTIVITETER

# Fart - Spenning - Idrettsglede med Xtreme Sportstol

Speedstar Xtreme er utviklet for Fotball, Hockey og andre aktiviteter. Den har kraft og presisjon både for nybegynnere og den mest profesjonelle spilleren. Ultra lett aluminiums ramme beskyttet med kraftig støtfangere rundt hele chassiset. Cambrede drivhjul og 4 svinghjul gir stolen stabilitet ved raske vendinger og stor fart. 350 watt motorer for en aktiv respons og kraft. Med sin programmerbare 120Ah R-net elektronikk gir den en kontrollert kjøreopplevelse, og den kan tilpasses individuelt til de fleste brukere fra barn til voksne. Justerbar vinkling av sete og rygg for optimal posisjonering og stabilitet. Setestørrelser 36,42 og 48 cm i bredde. Justerbar setedybde. Store individuelle tilpasningsmuligheter. Buddy Brace Comfort Rygg med sidestøtter og Peezy Ligh setepute som standard. Bredt tilbehørs utvalg




Spill og lek både inne og ute på plant underlag

## TEKNISK INFORMASJON

Maks brukervekt: 150 kg  
Vekt stol: 105 kg

Motorer 2x350 W  
Programerbar Hastighet.: Eksempel Gutt/Jente 5 km. Ungdom 8 km. Elite 10/15 km



A - Setebredde 36 /42 / 48 cm

B - Maks setedybde 46 cm

C - Rygghøyde 42 cm

D - Total Bredde 73 cm

E - Setehøyde 50 cm

F - Total lengde 90 cm

G - Total lengde med front bøyle  
Fotball front bøyle: 1100  
Hockey 1 front bøyle: 980  
Hockey 1 front bøyle: 1070



**PICOMED**  
Mobility

**Picomed Mobility AS**  
Østensjøveien 29  
0661 Oslo, Norway  
E-post: [post@picomedmobility.no](mailto:post@picomedmobility.no)  
Telefon: (+47) 900 70 663  
[www.picomedmobility.no](http://www.picomedmobility.no)