


**BEK RYGGSTØTTER**



BB

BUDDY BRACE



# BEK SHIFT





# BEK SHIFT

## RYGGSTØTTER

Trekk	Vekt bruker	Rygg-bredde	Rygg-høyde	Garanti	Kollisjons-testet	Sertifiseringer	Flammehemmende test
Sømløse og pustende	Maks 150 kg	fra 26 til 54	fra 30 til 55	<b>2</b> år	På manuelle og elektriske rullestoler	CE	laboratorium Rheinland TÜV-godkjent



**1** Svært justerbar posisjoneringsryggstøtte


**2** Bevegelsesfrihet med justerbare sidestøtter

**3** Tilpasningsdyktig behagelig polstring med pustende trekk

### MÅL

Bek	Rullestol-bredde	Rygg-bredde (A)	Rygg-høyde (B)
	24 - 28 cm	26 cm (M0)	30 cm
	26 - 30 cm	30 cm (M1)	35 cm - 40 cm
	30 - 34 cm	34 cm (M2)	40 cm - 45 cm
	34 - 38 cm	38 cm (M3)	45 cm - 50 cm
	38 - 42 cm	42 cm (M4)	45 cm - 50 cm - 55 cm
	42 - 46 cm	46 cm (M5)	45 cm - 50 cm - 55 cm
	46 - 50 cm	50 cm (M6)	55 cm
	48 - 52 cm	54 cm (M7)	50 cm

## TREKK



PUSTENDE  
BAKSIDE




SKLISIKKER  
BAKSIDE




PUSTENDE  
KONTAKTSIDE



## POLSTRINGER



TEMPUR



PUSTENDE

## MONTERINGSSYSTEMER



ATSKILTE JUSTERBARE  
MONTERINGSFESTER



HELE JUSTERBARE  
MONTERINGSFESTER




2 cm

2,2 cm

2,5 cm




### SIDESTØTTE PAD SUPPORT



MÅL PAD			
	S	M	L
A	11,0 cm	14,0 cm	18,0 cm
B	9,0 cm	10,0 cm	12,0 cm




### JUSTERING AV STØTTEAVSTAND



Rygg- bredde	Bredde med Pad S		Bredde med Pad M/L	
	min.	maks	min.	maks
M0 (26 cm)	12,0 cm	25,5 cm	10,5 cm	24,0 cm
M1 (30 cm)	16,5 cm	30,0 cm	15,0 cm	28,5 cm
M2 (34 cm)	20,5 cm	34,0 cm	19,0 cm	32,5 cm
M3 (38 cm)	24,5 cm	38,0 cm	23,0 cm	36,5 cm
M4 (42 cm)	28,5 cm	42,0 cm	27,0 cm	40,5 cm
M5 (46 cm)	32,5 cm	46,0 cm	31,0 cm	44,0 cm
M6 (50 cm)	36,5 cm	50,0 cm	35,0 cm	48,5 cm
M7 (54 cm)	40,5 cm	54,0 cm	39,0 cm	52,5 cm


### MONTERINGSSYSTEMER

#### FAST




← JUSTERINGER →

#### SWING-AWAY




← JUSTERINGER →

#### AVTAGBAR



← JUSTERINGER →


## SIDESTØTTE PAD HUG



MÅL PAD			
	S	M	L
A	5,5 cm	10,0 cm	10,0 cm
B	12,0 cm	18,0 cm	24,0 cm
C	9,0 cm	9,0 cm	10,0 cm



## JUSTERING AV STØTTERAVSTAND




Rygg- bredde	Bredde med Pad S		Bredde med Pad M/L	
	min.	maks	min.	maks
M0 (26 cm)	12,0 cm	25,5 cm	10,5 cm	24,0 cm
M1 (30 cm)	16,5 cm	30,0 cm	15,0 cm	28,5 cm
M2 (34 cm)	20,5 cm	34,0 cm	19,0 cm	32,5 cm
M3 (38 cm)	24,5 cm	38,0 cm	23,0 cm	36,5 cm
M4 (42 cm)	28,5 cm	42,0 cm	27,0 cm	40,5 cm
M5 (46 cm)	32,5 cm	46,0 cm	31,0 cm	44,0 cm
M6 (50 cm)	36,5 cm	50,0 cm	35,0 cm	48,5 cm
M7 (54 cm)	40,5 cm	54,0 cm	39,0 cm	52,5 cm

## MONTERINGSSYSTEMER

### SWING-AWAY




### AVTAGBAR






### POSISJONERINGSPAD CONTOUR



MÅL PAD			
	S	M	L
A	11,0 cm	15,0 cm	20,0 cm
B	8,0 cm	15,0 cm	20,0 cm




### JUSTERING AV STØTTERAVSTAND



Rygg- bredde	Bredde med Pad S		Bredde med Pad M/L	
	min.	maks	min.	maks
M0 (26 cm)	12,0 cm	25,5 cm	10,5 cm	24,0 cm
M1 (30 cm)	16,5 cm	30,0 cm	15,0 cm	28,5 cm
M2 (34 cm)	20,5 cm	34,0 cm	19,0 cm	32,5 cm
M3 (38 cm)	24,5 cm	38,0 cm	23,0 cm	36,5 cm
M4 (42 cm)	28,5 cm	42,0 cm	27,0 cm	40,5 cm
M5 (46 cm)	32,5 cm	46,0 cm	31,0 cm	44,0 cm
M6 (50 cm)	36,5 cm	50,0 cm	35,0 cm	48,5 cm
M7 (54 cm)	40,5 cm	54,0 cm	39,0 cm	52,5 cm


### MONTERINGSSYSTEMER

#### FAST




← JUSTERINGER →

#### SWING-AWAY



← JUSTERINGER →


#### AVTAGBAR



← JUSTERINGER →




## POSISJONERINGSPAD HOLD UP



MÅL PAD			
	S	M	L
A	12,0 cm	16,0 cm	21,0 cm
B	9,0 cm	16,0 cm	21,0 cm




## JUSTERING AV STØTTEAVSTAND



Rygg- bredde	Bredde med Pad S		Bredde med Pad M/L	
	min.	maks	min.	maks
M0 (26 cm)	12,0 cm	25,5 cm	10,5 cm	24,0 cm
M1 (30 cm)	16,5 cm	30,0 cm	15,0 cm	28,5 cm
M2 (34 cm)	20,5 cm	34,0 cm	19,0 cm	32,5 cm
M3 (38 cm)	24,5 cm	38,0 cm	23,0 cm	36,5 cm
M4 (42 cm)	28,5 cm	42,0 cm	27,0 cm	40,5 cm
M5 (46 cm)	32,5 cm	46,0 cm	31,0 cm	44,0 cm
M6 (50 cm)	36,5 cm	50,0 cm	35,0 cm	48,5 cm
M7 (54 cm)	40,5 cm	54,0 cm	39,0 cm	52,5 cm

## MONTERINGSSYSTEMER

### FAST




← JUSTERINGER →

### SWING-AWAY



← JUSTERINGER →


### AVTAGBAR



← JUSTERINGER →



BUDDY BRACE



# BEK ROUND





# BEK ROUND

## RYGGSTØTTER

Trekk	Vekt bruker	Rygg-bredde	Rygg-høyde	Garanti	Kollisjons-testet	Sertifiseringer	Flammehemmende test
Sømløse og pustende	Maks 150 kg	fra 26 til 54	fra 30 til 55	<b>2</b> år	På manuelle og elektriske rullestoler		TÜV-godkjent



**1** Omsluttende ryggstøtte egnet for brukere med nedsatt postural kontroll


**2** Høyde og bredde justeringer av integrerte sidestøtter

**3** Tilpasningsdyktig behagelig polstring med pustende trekk

### MÅL

Bek	Rullestol-bredde	Rygg-bredde (A)	Rygg-høyde (B)
	24 - 28 cm	26 cm (M0)	30 cm
	26 - 30 cm	30 cm (M1)	35 cm - 40 cm
	30 - 34 cm	34 cm (M2)	40 cm - 45 cm
	34 - 38 cm	38 cm (M3)	45 cm - 50 cm
	38 - 42 cm	42 cm (M4)	45 cm - 50 cm - 55 cm
	42 - 46 cm	46 cm (M5)	45 cm - 50 cm - 55 cm
	46 - 50 cm	50 cm (M6)	55 cm
	48 - 52 cm	54 cm (M7)	50 cm

## TREKK



PUSTENDE  
BAKSIDE




SKLISIKKER  
BAKSIDE



PUSTENDE  
KONTAKTSIDE



## POLSTRINGER



PUSTENDE

## MONTERINGSSYSTEMER



ATSKILTE JUSTERBARE  
MONTERINGSFESTER



HELE JUSTERBARE  
MONTERINGSFESTER



2 cm


2,2 cm

2,5 cm



BUDDY BRACE







BUDDY BRACE

**BUDDY BRACE**

Via A. De Curtis 4/a  
80040 Cercola (NA) ITALIA  
**tel** 081 555.19.46  
**fax** 081 555.25.07