



**PICOMED**  
Mobility



Tilt 30° som tilbehør



Sjekk ut BeFree – Vår nye ledsagerstyring!



Kan leveres med dynamiske funksjoner



- **Designet for de minste barna**
- **Totalbredde 50 cm**
- **Lengde understell 64 cm**
- **Setebredde fra 19-34 cm**
- **Justerbar i bredde og dybde**
- **Buddy Brace setesystem**
- **Valg av fast, vinkelregulerbar og dynamiske rygg- og beinstøtter**
- **Alternative styresystemer**
- **Ledsagerstyring**
- **Trådløs Nødstop**

# EVO1 Mini Buddy Brace

Med et komplett utvalg av funksjoner og tilbehør.  
Setebredde og setedybde kan tilpasses barn fra 2-3 års alderen.





BUDDY BRACE

### Stolen er utsyrt med Buddy Brace setesystem

- God posisjonering
- Store justeringsmuligheter
- Et stort tilbehørsprogram som dekker de mest individuelle behov



### Kan brukes som sete i bil

Kollisjonstestet for både Dahl Docking og 4 Point Tie Down ved bruk som sete i bil



**DAHL**  
ENGINEERING





Vi har mange alternative styresystemer, og tilbyr tre forskjellige løsninger for ledsagerstyring



### TEKNISK INFORMASJON

Maks brukervekt	80 kg
Vekt rullestol	Ca. 100 kg



### Hastighet maks 6,5 km/t\*

(\*Alternativt hastighet 10 km/t med gyro som tilbehør)

Motorer	2 x 220 W		
Batterier	2 x 35 Ah		
Hinderhøyde: 50 mm		Maks helling: 6°	
A - Setebredde	260mm (190mm*)	300mm (230mm*)	340mm (270mm*)
B - Stolbredde	500mm		
C - Armlenbredde	410mm	450mm	490mm
E - Armlenhøyde	MIN: 220 mm – MAX: 285 mm		
G - Benstøttelengde	MIN: 150 mm – MAX: 400 mm		
H - Setehøyde	450 mm		
J - Total Lengde	640 mm		

\*Ved bruk av prisforhandlet tilbehør

Picomed Mobility AS  
Østensjøveien 29  
0661 Oslo

E-Post: post@picomedmobility.no  
Telefon: (+47) 900 70 663  
www.picomedmobility.no

