

ORDRESKJEMA

EVO 1

Kombi 2P & 4P



PICOMED
Mobility



EVO 1

EVO1 Kombi 2P og 4P


EVO1 Kombi 2P = 2 El. funksjoner
 EVO1 Kombi 4P = 4 El. Funksjoner


NAV kontrakt 21/17093

Dato		HMS Best.nr:	
HMS		Bruker	
Rådgiver/Terapeut:			
Tlf:			
E-post:			
Merknader			
Utrøping		<input type="checkbox"/>	
Frakt/ Opplæring		<input type="checkbox"/>	

ANATOMISKE MÅL

Total Høyde		cm	
Vekt		kg	
1 - Lårlengde	V.Side	cm	H.Side _____ cm
2 - Brystdybde		cm	
3 - Armhulehøyde	V.Side	cm	H.Side _____ cm
4 - Skuldehøyde	V.Side	cm	H.Side _____ cm
5 - Hodehøyde		cm	
6 - Albuehøyde	V.Side	cm	H.Side _____ cm
7 - Legglengde	V.Side	cm	
8 - Ryggstøtte til Joystick	V.Side	cm	H.Side _____ cm
9 - Skulderbredde		cm	
10 - Brystbredde		cm	
11 - Hoftebredde		cm	



TEKNISK INFORMASJON							
Maks bruker vekt 120 kg Vekt rullestol: ca 100 kg.	Standard hastighet maks 6,5 km/t (*Alternativt hastighet 10 km/t med gyro som tilbehør) Motorer: 2 x 220 W Batterier: 2 x 50 Ah Hinderhøyde: 50 mm - Maks helling: 6° Kjørelengde: >= 25km						
	A - Setebredde	260	300	340	380	420	460
	B - Stolbredde	550 mm / 580 mm*					
	C - Armlenbredde	410	450	490	530	570	610
	E - Armlenhøyde	MIN: 220 mm - MAX 285 mm					
	G - Benstøttelengde	MIN: 150 mm - MAX 400 mm					
	H - Setehøyde	LIFT/TILT (Neatech): 465 mm / 485 mm Sittebrønn: 435 mm / 455mm					
	J - Total lengde	FWD: 750 mm - RWD: 640 mm (+20 mm)*					
*Med standard oppsett Outdoor Hjulsett							

Definisjoner for avhuking i ordreformular

Inkludert i HOVEDPRODUKT: EVO1 Kombi 2P / 4P	Produkter merket av "Inkludert i hovedprodukt" er standard oppsett av rullestol, som IKKE medfører ekstra kostnad.
Alternativ	Produkter merket som "Alternativ" er subsidierende produkter til standard oppsett, og KAN endre totalpris (Ikke nødvendigvis en merkostnad)
Tilbehør	Produkter merket "Tilbehør" er produkter du kan legge til hovedproduktet, der hvert produkt har en pris som blir lagt på totalpris.


Utfylling gjør du ved å klikke "X" på den åpne celleboksen






















EVO1 Kombi 2P - inne/ute elektrisk rullestol FWD - Front wheel drive	<input type="checkbox"/>	HOVEDPRODUKT EVO1 Kombi 2P 2 el.funksjoner
EVO1 Kombi 2P - inne/ute elektrisk rullestol FWD - Front wheel drive	<input type="checkbox"/>	HOVEDPRODUKT EVO1 Kombi 4P 4. el.funksjoner














Inkludert i HOVEDPRODUKT: EVO1 Kombi 2P

1. EVO1 Understell med Ø360mm Drivhjul og Ø200mm Svinghjul (PU) med Skjermer og komplett Lyssett
Godkjent for bruk som sete i bil med Tie-Down & Dahl Docking (Crash Tested ISO 7176-19)
2. Løft 30cm / Tilt 50°
3. Joystick brukerstyring Ink. Festebrakett (Vinkeljusterbar)
- 4a. EVO1 Kombi 2P = Benstøtte Delte Fast 75° med Delte fotplater og Leggbelte
- 4b. EVO1 Kombi 4P = Elektrisk Benstøtte - Delte (0° - 90°) med Delte fotplater og leggbelte
- 5a. EVO1 Kombi 2P = Ryggregulering - Gassfjærregulerbar ryggsats (90° - 130°)
- 5b. EVO1 Kombi 4P = Ryggregulering - Elektrisk (90°-130°)
6. Sittepute Buddy Brace Dynamic
7. Ryggstøtte Buddy Brace BEK Round med Korsryggstøtte
8. Hodestøtte Buddy Brace Pad-O Liten med festebrakett I-
9. Armlenepolster Buddy Brace 8x30cm Høyre og Venstre
10. Siddestøtte Armlene Buddy Brace Plexi Stor 15x30 Høyre og Venstre

Setebredde / Setedybde			
	Setebredde 26 cm	Setedybde A 20 - 34 cm	<input type="checkbox"/>
	Setebredde 30 cm	Setedybde A 30 - 38 cm	<input type="checkbox"/>
		Setedybde A 34 - 42 cm	<input type="checkbox"/>
	Setebredde 34 cm	Setedybde A 34 - 42 cm	<input type="checkbox"/>
	Setebredde 38 cm	Setedybde A 38 - 46 cm	<input type="checkbox"/>
		Setedybde A 46 - 54 cm	<input type="checkbox"/>
	Setebredde 42 cm	Setedybde A 42 - 50 cm	<input type="checkbox"/>
		Setedybde A 50 - 54 cm	<input type="checkbox"/>
	Setebredde 46 cm	Setedybde A 46 - 52 cm	<input type="checkbox"/>

VALG TILBEHØR - UNDERSTELL - (Nb. Standard oppsett merket "Inkludert i hovedprodukt")			
	Outdoor Hjulsett med Ø360mm Drivhjul og Ø200mm Svinghjul (PU)* (Inkluderer Skjermer og komplett Lyssett) <small>*Kan ikke kombineres med Bumpy</small>	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Indoor Hjulsett Ø320mm Drivhjul og Ø200mm Svinghjul (PU)* (-3cm stolbredde) <small>*Lyssett må velges separat</small> <small>*Kan ikke kombineres med Bumpy</small>	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Elektrisk Løft (30cm) & Tilt (50°) Plattform	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Elektrisk Tilt 30°*	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Lyssett EVO1 Komplet	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	Bumpy - Beskyttende sidedeksler* <small>*Kan ikke kombineres med standard Outdoor Hjulsett</small>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør

VALG STYRESYSTEM							
 Brukerstyrt	 Ledsagerstyrt	 Bruker- & Ledsagerstyrt					
Kun Brukerstyring 		JOYSTICK montert på armlen	<input type="checkbox"/> V	Inkludert i hovedprodukt			
			<input type="checkbox"/> H	Inkludert i hovedprodukt			
Kun Ledsagerstyring 		JOYSTICK* *Må kombineres med ledsagerbrakett	<input type="checkbox"/>	Alternativ			
				BeeFree Ledsagerstyring** *Må kombineres med Panel REM 500 Display & Input *Må Kombineres med ledsagerbrakett	<input type="checkbox"/>	Alternativ	
						Mo-Vis Scootcontrol Ledsagerstyring** *Må kombineres med Betjeningspanel til Scoot Control ved valg av tilt *Må Kombineres med ledsagerbrakett	<input type="checkbox"/>
Ledsagerstyring + brukerstyring 		Joystick Ledsagerstyring *Må kombineres med ledsagerbrakett	+ JOYSTICK BRUKERSTYRING montert på VENSTRE armlen	<input type="checkbox"/>			Alternativ
			+ JOYSTICK BRUKERSTYRING montert på HØYRE armlen	<input type="checkbox"/>	Alternativ		
				Rehatronic BeeFree Ledsagerstyring** *Må kombineres med Panel REM 500 Display & Input *Må Kombineres med brakett	+ JOYSTICK BRUKERSTYRING montert på VENSTRE armlen	<input type="checkbox"/>	Alternativ
					+ JOYSTICK BRUKERSTYRING montert på HØYRE armlen	<input type="checkbox"/>	Alternativ
				Mo-Vis Scoot Control Ledsagerstyring** *Må kombineres med Betjeningspanel til Scoot Control *Må Kombineres med brakett	+ JOYSTICK BRUKERSTYRING montert på VENSTRE armlen	<input type="checkbox"/>	Alternativ
+ JOYSTICK BRUKERSTYRING montert på HØYRE armlen	<input type="checkbox"/>	Alternativ					

ALTERNATIV STYREENHET (Byttes mot standard brukerjoystick)			
Styreenhet Neatech 2Touch		<input type="checkbox"/>	Alternativ
Joystick Neatech Dome (Mini Joystick)		<input type="checkbox"/>	Alternativ
Joystick LiNX Compact (Mini Joystick)		<input type="checkbox"/>	Alternativ
Tilleggsutstyr - Styresystem			
Panel REM 500 Display & Input (Må benyttes når BeFree ledsager er valgt)		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Betjeningspanel til Scoot Control Ledsagerstyring		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Nødstop - med fjernstyrt slowdown funksjon		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Sikkerhetsdeksel Joystick		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Opplæringsdeksel til Brukerstyring Joystick		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Ladeuttak understell EVO1 (Ekstra ladeuttak montert på understell)		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Strømforsyning ers USB Neatech 1A		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Festebraketter - Styresystem			
Standard Joystick Brakett - Vinkeljusterbar		<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
Brakett Ledsager BeeFree/ScootControl/Joystick		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Brakett Betjeningspanel til ScootControl		<input type="checkbox"/>	Tilbehør
Brakett REM500 Display + Input (Må benyttes når BeFree ledsager er valgt)		<input type="checkbox"/>	Tilbehør

SETEENHET OG BUDDY BRACE TILBEHØR



Dynamic - Setepute



DYNAMIC




Dynamic Setepute M1	Bredde 30cm - Dybde 24 - 42cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedproukt
Dynamic Setepute M2	Bredde 34cm - Dybde 34 - 42cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedproukt
Dynamic Setepute M3	Bredde 38cm - Dybde 38 - 54cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedproukt
Dynamic Setepute M4	Bredde 42cm - Dybde 42 - 54cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedproukt
Dynamic Setepute M5	Bredde 46cm - Dybde 46 - 52cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedproukt

Ekstra Setetrek Inkontinens til Dynamic

Ant. _____

Tilbehør

INNLEGGSMODULER - TILBEHØR DYNAMIC SETEPUTE




Dynamic Setepute Innholder som standard:

- A - ABS Base
- B - PE Base
- C - Depth reduction insert
- D - Pommel
- E - Adductors
- F - Cover pad


2 cm	Dybdepad 2cm	Ant. _____	Tilbehør
2 cm	Sidestøtte Indre Bekken	H.Side <input type="checkbox"/>	Tilbehør
		V.Side <input type="checkbox"/>	Tilbehør
2 cm	Sidestøtte Ytre Bekken	H.Side <input type="checkbox"/>	Tilbehør
		V.Side <input type="checkbox"/>	Tilbehør

BEINSTØTTER OG FOTBRETT

Manuelle Beinstøtter

	Benstøtte Delte Fast 75°	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprøkt (EVO1 Kombi 2P)
	Benstøtte Vinkejusterbar (20° - 90°)	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Benstøtte Vinkelregulerbar Med 5 faste posisjoner - Sentermontert	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Benstøtte Dynamisk Free-Shock (20° - 90°)	<input type="checkbox"/>	Alternativ

Elektriske Beinstøtter


	Elektrisk Benstøtte - Delte (0° - 90°)	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprøkt (EVO1 Kombi 4P)
	Elektrisk Benstøtte - Delte (0° - 90°) Sentermontert	<input type="checkbox"/>	Alternativ

Fotbrett

Fotbrett	Fotbrett Unique - Helt fotbrett, Oppfellbart	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Delte Fotplater *Kan IKKE kombineres med dynamisk benstøtte	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprøkt
	Fotbrett Unique - Helt fotbrett med dynamisk funksjon (Free-Shock)	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Leggstøtte	Leggbelte	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprøkt
	PU Leggstøtte par	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Fotbrettlås for Fotbrett Unique (Anbefales brukt i kombinasjon med ankelstroppe til helt fotbrett)		<input type="checkbox"/>	Tilbehør

RYGGSATS

RYGGSATS - Funksjoner


	Ryggregulering - Vinkeljusterbar med faste posisjoner (90°-135°)	<input type="checkbox"/>	Alternativ	
	Ryggregulering - Gassfjærregulerbar ryggsats (90° - 130°)	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprøkt (EVO1 Kombi 2P)	
		50 N	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggregulering dynamisk Free-Shock (90° - 125°) - Med tilvalg av motstand i gassfjær (200N standard)	100 N	<input type="checkbox"/>	Alternativ
		150 N	<input type="checkbox"/>	Alternativ
		200 N	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Ryggregulering - Elektrisk (90°-130°)		<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprøkt (EVO1 Kombi 4P)	

VESKEKROKER


Tilbehør


RYGGSTØTTER

BEK Round






Ryggstøtte Brekke 26cm	Ryggstøtte høyde 30cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
Ryggstøtte Brekke 30cm	Ryggstøtte høyde 35cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Ryggstøtte høyde 40cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
Ryggstøtte Brekke 34cm	Ryggstøtte høyde 40cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
Ryggstøtte Brekke 38cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
Ryggstøtte Brekke 42cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Ryggstøtte høyde 55cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
Ryggstøtte Brekke 46cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	Ryggstøtte høyde 55cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt




BEK Shift		BEK SHIFT	
	Ryggstøtte Brekke 26cm	Ryggstøtte høyde 30cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
	Ryggstøtte Brekke 30cm	Ryggstøtte høyde 35cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
		Ryggstøtte høyde 40cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
	Ryggstøtte Brekke 34cm	Ryggstøtte høyde 40cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
		Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
	Ryggstøtte Brekke 38cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
		Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
	Ryggstøtte Brekke 42cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
		Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
		Ryggstøtte høyde 55cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
	Ryggstøtte Brekke 46cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
		Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/> Alternativ
		Ryggstøtte høyde 55cm	<input type="checkbox"/> Alternativ












Ryggstøtte Brekke 26cm	Ryggstøtte høyde 30cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Ryggstøtte Brekke 30cm	Ryggstøtte høyde 35cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggstøtte høyde 40cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Ryggstøtte Brekke 34cm	Ryggstøtte høyde 40cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Ryggstøtte Brekke 38cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Ryggstøtte Brekke 42cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggstøtte høyde 55cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
Ryggstøtte Brekke 46cm	Ryggstøtte høyde 45cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggstøtte høyde 50cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	Ryggstøtte høyde 55cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ

SIDESTØTTER FOR RYGGSTØTTE - TIL BEK Shift og BEK Soft

BRAKETT				
	FAST* (MEST VALGTE LØSNING)	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
	*Kan IKKE kombineres med Hug pad	<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Fast med hurtigkobling	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Fast Roterende	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
	*Kan IKKE kombineres med Hug pad	<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
Roterende med hurtigkobling	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør	
	<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør	
Sidestøtter til ryggstøtte				
	PAD	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
	Str S h 9 cm - D 10 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Str M h 9 cm - D 14 cm	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Str L h 10 cm - D 17 cm	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
Minste støtte for bredde = 14 cm mindre enn ryggstøtte bredde Maks støtte for bredde = 0,5 cm mindre enn ryggstøtte bredde SIZE M-L Minste støtte for bredde = 15 cm mindre enn ryggstøtte bredde Max støtte for bredde = 2 cm mindre enn ryggstøtte bredde	Hug*	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør
	*Må kombineres med Swing-Away eller hurtigkobling	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør
	Str S h 9 cm - D 12 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør
	Str M h 9 cm - D 18 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør
SIZE S Minste støtte for bredde = 13,5 cm mindre enn ryggstøtte bredde Maks støtte for bredde = lik ryggstøtte bredde	CONTOUR	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
	Str S h 8 cm - D 8 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Str M h 15 cm - D 15 cm	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Str L h 20 cm - D 20 cm	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
SIZE M-L Minste støtte for bredde = 15,5 cm mindre enn ryggstøtte bredde Maks støtte for bredde = 2 cm mindre enn ryggstøtte bredde	HOLD UP	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
	Str S h 9 cm - D 9 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Str M h 16 cm - D 16 cm	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
	Str L h 21 cm - D 21 cm	<input type="checkbox"/>	H.Side	Tilbehør
		<input type="checkbox"/>	V.Side	Tilbehør
Korsryggstøtte				
	Korsryggstøtte	<input type="checkbox"/>		Inkludert i hovedprodukt

HEADREST BRACKET				
	<p>C- Brakett</p> <p>Dybde regulering (A): A MAX: 13,0 cm A MIN: -3,0 cm</p>			Alternativ
	<p>C-C Brakett</p> <p>Dybde regulering (A): A MAX: 25,0 cm A MIN: -11,0 cm</p>			Alternativ
	<p>I- Brakett</p> <p>Dybde regulering (A): A MAX: 6,5 cm A MIN: 0 cm</p>		Inkludert i hovedprodukt	
	<p>I-C Brakett</p> <p>Dybde regulering (A): A MAX: 19,5 cm A MIN: -6,0 cm</p>			Alternativ
	<p>T Brakett</p> <p>Dybde regulering (A): A MAX: 18,5 cm A MIN: 2,5 cm</p>			Alternativ
	<p>I-I Brakett</p> <p>Dybde regulering (A): A MAX: 13,0 cm A MIN: -6,0 cm</p>			Alternativ
	<p>Free Shock Brakett (Dynamisk) (Ikke godkjent for bruk i bil)</p> <p>Dybde regulering (A): A MAX: 10,0 cm A MIN: 4,0 cm</p>	10 N	<input type="checkbox"/>	Alternativ
		20 N	<input type="checkbox"/>	Alternativ

HODESTØTTER

 <p>Pad-O (memory padding)</p>	X-LITEN A 16,5 cm - B 9 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	LITEN A 27 cm - B 13 cm	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt
	MEDIUM A 34 cm - B 15 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	STOR A 41 cm - B 17 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
 <p>Pad-D (memory padding)</p>	LITEN A 27 cm - B 16 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	MEDIUM A 34 cm - B 18,5 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	STOR A 41 cm - B 21 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
 <p>Pad-A</p>	X-LITEN A 17 cm - B 11 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	LITEN A 21 cm - B 14 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	MEDIUM A 26 cm - B 17 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
 <p>Pad-X Kan kombineres med hodebelte</p>	X-LITEN A 15,5 cm - B 11,5 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	LITEN A 20 cm - B 17 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	MEDIUM A 25 cm - B 21 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
 <p>Pad-E Kan kombineres med hodebelte</p>	LITEN A 15 cm - B 13 cm C 18 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	MEDIUM A 18 cm - B 16 cm C 21 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	STOR A 22 cm - B 18 cm C 26 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
 <p>Pad Hold-Tight</p>	LITEN A 9 cm - B 25 cm C 9 cm - H 7 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	MEDIUM A 11,5 cm - B 28 cm C 12 cm - H 7 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	STOR A 14 cm - B 30 cm C 14 cm - H 7 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
 <p>Pad High Hold-Tight</p>	LITEN A 9 cm - B 25 cm C 9 cm - H 10 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	MEDIUM A 11,5 cm - B 28 cm C 12 cm - H 10 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
	STOR A 14 cm - B 30 cm C 14 cm - H 10 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ
 <p>Pad-R</p>	LITEN A 15 cm - B 12,5 cm C 7 cm - D 6,5 cm Height adjustment (E): E MAX: 14 cm E MIN: 11 cm	<input type="checkbox"/>	Alternativ

TILBEHØR HODESTØTTE

Stropp Hake
*MÅ kombineres med Pad-Hold-Tight



Tilbehør

ARMLENESTØTTE - ARMLENEPOLSTER**Armlenestøtte**

Fast - Avtagbart Armlenestøtte
(høyde og dybde regulering)



V.Side

Inkludert i hovedprodukt



H.Side

Inkludert i hovedprodukt



Up-Down Armlenestøtte
*Kan IKKE kombineres med brukerstyring



V.Side

Alternativ



H.Side

Alternativ



Left-Right Armlenestøtte
*Kan IKKE kombineres med brukerstyring



V.Side

Alternativ



H.Side

Alternativ



COMBI Armlenestøtte
*Kan IKKE kombineres med brukerstyring







V.Side






Alternativ



H.Side




Alternativ

ARMLENEPOLSTER					
	Armlenepolster	LITEN	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 5 cm - B 25 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 4 cm			
		MEDIUM	<input type="checkbox"/>	H.Side	Inkludert i hovedprodukt
		A 8 cm - B 30 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Inkludert i hovedprodukt
C 4 cm					
		STOR	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 8 cm - B 40 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 4 cm			
		X-STOR	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 11 cm - B 35 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 4 cm			
	Armlenepolster 1 Sidestøtte Contour	LITEN	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 10 cm - B 30 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 6 cm			
		STOR	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 12 cm - B 40 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 6 cm			
			Armlenepolster 2 Sidestøtter Contour	LITEN	<input type="checkbox"/>
A 10 cm - B 30 cm	<input type="checkbox"/>			V.Side	Alternativ
C 6 cm					
		STOR	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 12 cm - B 40 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 6 cm			
			Armlenepolster 3 Sidestøtter Contour	LITEN	<input type="checkbox"/>
A 13 cm - B 30 cm	<input type="checkbox"/>			V.Side	Alternativ
C 6 cm					
		MEDIUM	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 13 cm - B 40 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 6 cm			









SIDESTØTTER ARMLEN					
	Sidestøtte Armlene Plexi Liten 27x8 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Alternativ	
	Sidestøtte Armlene Plexi Stor 30x15 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Inkludert i hovedprodukt	
	Sidesøtte Armlene Polstret	LITEN	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 8 cm - B 23 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 2,5 cm			
		MEDIUM	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 11 cm - B 30 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 3,5 cm			
		STOR	<input type="checkbox"/>	H.Side	Alternativ
		A 13 cm - B 35 cm	<input type="checkbox"/>	V.Side	Alternativ
		C 3,5 cm			
			Trek - Til Plexi Sidestøtte	Liten	<input type="checkbox"/>
27x8 cm					
		STOR	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør
		30x15 cm			








BELTER OG STROPPER

BRYSTBELTE


	Brystbelte Butterfly X	LITEN A 27 cm B 31 cm C 5 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		MEDIUM A 29 cm B 41 cm C 6 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		STOR A 37 cm B 51 cm C 7 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	Brystbelte Butterfly U	LITEN A 21 cm B 31 cm C 8 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		MEDIUM A 28 cm B 41 cm C 10 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		STOR A 36 cm B 51 cm C 12 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	Brystbelte Butterfly H	LITEN A 23 - 31 cm B 31 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		MEDIUM A 27 - 39 cm B 41 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		STOR A 35 - 51 cm B 51 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør


HOFTEBELTE

	Hoftebelte 2pk Metall	LITEN w MAX 120 cm - h 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		STOR w MAX 160 cm - h 4 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	Hoftebelte 2pk Plastikk	LITEN w MAX 120 cm - h 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		STOR w MAX 160 cm - h 4 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	Hoftebelte 4pk Metall	LITEN w MAX 120 cm - h 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		STOR w MAX 160 cm - h 4 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	Hoftebelte 4pk Plastikk	LITEN w MAX 120 cm - h 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
		STOR w MAX 160 cm - h 4 cm	<input type="checkbox"/>	Tilbehør


STROPPER						
Belte - Hode		*Må kobineres med E Hodestlre Pad-	LITEN A 15 cm B 5 cm C 40 - 45 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør
			STOR A 20 cm - B 5 cm C 45 - 50 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør
Belte - Armholder		LITEN A 15 cm B 7 cm C 25 - 30 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	
		STOR A 20 cm B 10 cm C 30 - 35 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	
Belte Ankel		LITEN A 23 - 28 cm B 6,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
		MEDIUM A 27 - 34 cm B 6,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
		STOR A 29 - 38 cm B 6,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
Stropp Hæl		LITEN A 12 - 16 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
		MEDIUM A 15 - 19 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
		STOR A 18 - 22 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
Stropp Hæl		LITEN A 25 - 29 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	
		MEDIUM A 30 - 34 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	
		STOR A 35 - 39 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	
Stropp Fot		LITEN A 12 - 16 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
		MEDIUM A 15 - 19 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
		STOR A 18 - 22 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	Par	Tilbehør	
Stropp Fot		LITEN A 25 - 29 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	
		MEDIUM A 30 - 34 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	
		STOR A 35 - 39 cm B 2,5 cm	<input type="checkbox"/>	STK	Tilbehør	


BORD


 <p>Arbeitsbord Polstret (inkludert festbraketter)</p>	<p>LITEN A 46 cm - B 55 cm C 20 cm - D 35 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	<p>MEDIUM A 48 cm - B 60 cm C 22 cm - D 40 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	<p>STOR A 50 cm - B 65 cm C 22 cm - D 45 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	<p>X-STOR A 52 cm - B 70 cm C 24 cm - D 50 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør

 <p>Arbeitsbord Plexi Formet (Inkludert festebrakett Flip-Up)</p>	<p>LITEN A 41 cm - B 42 cm C 16 cm - D 33 cm E 50 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	<p>STOR A 49 cm - B 50 cm C 21 cm - D 40 cm E 60 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør

EKSTRA UTSTYR

 <p>Respiratorbag</p>	<p>LITEN width 30 cm height 29 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
	<p>STOR width 40 cm height 35 cm</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør

 <p>Kalesje*</p> <p>*Leveres kun til setebredde 30 og 34 cm *Ikke et prisforhandlet produkt</p>	<input type="checkbox"/>	Tilbehør
---	--------------------------	----------

FARGEVALG				
Farge Skjermer og Felgetikett (For stol med standard oppsett - Outdoor Hjulsett med Skjermer)				
	Patent black [RAL 9005] STANDARD	<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt	
	Matte Pale Pink [RAL 3015]	<input type="checkbox"/>	Tilbehør	
	Matte Green [RAL 6920]	<input type="checkbox"/>	Tilbehør	
	Matte Orange [RAL 2004]	<input type="checkbox"/>	Tilbehør	
	Patent Bright Red [RAL 3020]	<input type="checkbox"/>	Tilbehør	
	Patent Blue [RAL 5002]	<input type="checkbox"/>	Tilbehør	

Farge Understell* - (For stolkonfigurasjon med Indoor Hjulsett uten Skjermer)


FARGE UNDERSTELL (Grått område)				
Patent black [RAL 9005] STANDARD		<input type="checkbox"/>	Inkludert i hovedprodukt	
White [RAL 9016]	<input type="checkbox"/>	Alternativ	Sky light blue [RAL 5015]	<input type="checkbox"/> Alternativ
Metallic red [RAL 3002]	<input type="checkbox"/>	Alternativ	Navy blue [RAL 5002]	<input type="checkbox"/> Alternativ
Bright red [RAL 3020]	<input type="checkbox"/>	Alternativ	Lilac [RAL 4005]	<input type="checkbox"/> Alternativ
Telemagenta [RAL 4010]	<input type="checkbox"/>	Alternativ	Violet [RAL 4008]	<input type="checkbox"/> Alternativ
Pale pink [RAL 3015]	<input type="checkbox"/>	Alternativ	Sparkling aluminum [RAL 9006]	<input type="checkbox"/> Alternativ
Orange [RAL 2004]	<input type="checkbox"/>	Alternativ	Sparkling traffic grey [RAL 7043]	<input type="checkbox"/> Alternativ
Yellow [RAL 1018]	<input type="checkbox"/>	Alternativ	Matte black [RAL 9005]	<input type="checkbox"/> Alternativ
Sparkling green [RAL 6920]	<input type="checkbox"/>	Alternativ		

Østensjøveien 29 – 0661 Oslo, Norway

Telefon: (+47) 900 70 663

E-post: post@picomedmobility.no

www.picomedmobility.no



PICOMED
Mobility